

國立中與大學 動物醫學研究中心 Research Center for Animal Medicin National Chung-Hsing Universit

審核者: 簡茂盛 制定者: 廖俊旺 發行日期: 102.8.30

水質微生物監測記錄表

表單編號	SOP-1-5-2
修訂版本	Α
頁 碼	1

檢驗者業業田仔安

審章者學研究吳迎晨

					1 2 2 11 11 2	
採樣 日期 ¹	採樣位置 ³ 飼育室-樣品	檢測方法2	合格標準4	檢驗結果4	處理方式	備註
口别	門月至"休四		(cfu/mL)	(cfu/mL)		
1131007	104 瓶裝水	NIEA E204.55B	< 100	< 1		
1131007	106 瓶裝水	NIEA E204.55B	< 100	< 1		
1131007	107 瓶裝水	NIEA E204.55B	< 100	< 1		
1131007	204 瓶裝水	NIEA E204.55B	< 100	< 1		
1131007	205 瓶裝水	NIEA E204.55B	< 100	< 1		
1131007	206 瓶裝水	NIEA E204.55B	< 100	< 1		

¹每個月採樣一次,所有樣本於採檢完畢後 1 小時內完成培養流程。

²檢測方法: NIEA E204.55B 水中總菌落數檢測方法-混合稀釋法。

³採樣位置代號:瓶裝水 (備品架上滅菌過的飲用水)。

⁴總菌落數檢測定量極限為 1 cfu/mL,總菌落數檢測合格標準為<100 cfu/mL,不合格項目需重 新整備後重複檢查至合格為止。