

## 國立中興大學 動物醫學研究中心 Research Center for Animal Medicine National Chung-Hsing Universit

審核者:簡茂盛 制定者:廖俊旺 發行日期:102.8.30

## 水質微生物監測記錄表

表單編號	SOP-1-5-2
修訂版本	Α
頁 碼	1

檢驗者業業田仔安

## 審章者學明英吳迎晨

採樣 日期 <sup>1</sup>	採樣位置 <sup>3</sup> 飼育室-樣品	檢測方法2	合格標準 <sup>4</sup> (cfu/mL)	檢驗結果 <sup>4</sup> (cfu/mL)	處理方式	備註
1131202	104 瓶裝水	NIEA E204.55B	< 100	0		
1131202	105 瓶裝水	NIEA E204.55B	< 100	0		
1131202	107 瓶裝水	NIEA E204.55B	< 100	0		
1131202	205 瓶裝水	NIEA E204.55B	< 100	0		
1131202	206 瓶裝水	NIEA E204.55B	< 100	0		

<sup>『</sup>每個月採樣一次,所有樣本於採檢完畢後』小時內完成培養流程。

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 檢測方法: NIEA E204.55B 水中總菌落數檢測方法一混合稀釋法。

<sup>3</sup>採樣位置代號: 瓶裝水 (備品架上滅菌過的飲用水)。

<sup>4</sup>總菌落數檢測定量極限為 1 cfu/mL,總菌落數檢測合格標準為<100 cfu/mL,不合格項目需重新整備後重複檢查至合格為止。