

國立中與大學 動物醫學研究中心 Research Center for Animal Medicine, National Chung-Hsing University

審核者:簡茂盛 制定者:廖俊旺 發行日期:102.8.30

水質微生物監測記錄表

表單編號		SOP-1-5-2			
修訂	版本	Α			
頁	碼	1			

檢驗者等等田仔安

審重者等研究吳迎晨

採樣 日期 ¹	採樣位置 ³ 飼育室-樣品	檢測方法2	合格標準 ⁴ (cfu/mL)	檢驗結果 ⁴ (cfu/mL)	處理方式	備註
1140217	104 瓶裝水	NIEA E204.55B	< 100	0		
1140217	105 瓶裝水	NIEA E204.55B	< 100	0		
1140217	205 瓶裝水	NIEA E204.55B	< 100	0		
1140217	206 瓶裝水	NIEA E204.55B	< 100	0		

¹每個月採樣一次,所有樣本於採檢完畢後 1 小時內完成培養流程。

²檢測方法: NIEA E204.55B 水中總菌落數檢測方法-混合稀釋法。

³採樣位置代號:瓶裝水 (備品架上滅菌過的飲用水)。

⁴總菌落數檢測定量極限為 1 cfu/mL,總菌落數檢測合格標準為<100 cfu/mL,不合格項目需重新整備後重複檢查至合格為止。</p>