



審核者：簡茂盛	水質微生物監測記錄表	表單編號	SOP-1-5-2
制定者：廖俊旺		修訂版本	A
發行日期：102.8.30		頁碼	1

檢驗者  田仔安

審查者  吳迎晨

採樣日期 ¹	採樣位置 ³ 飼育室-樣品	檢測方法 ²	合格標準 ⁴ (cfu/mL)	檢驗結果 ⁴ (cfu/mL)	處理方式	備註
1130805	104 瓶裝水	NIEA E204.55B	< 100	< 1		
1130805	105 瓶裝水	NIEA E204.55B	< 100	< 1		
1130805	107 瓶裝水	NIEA E204.55B	< 100	< 1		
1130805	204 瓶裝水	NIEA E204.55B	< 100	< 1		
1130805	205 瓶裝水	NIEA E204.55B	< 100	< 1		
1130805	206 瓶裝水	NIEA E204.55B	< 100	< 1		

¹ 每個月採樣一次，所有樣本於採檢完畢後 1 小時內完成培養流程。

² 檢測方法: NIEA E204.55B 水中總菌落數檢測方法—混合稀釋法。

³ 採樣位置代號：瓶裝水 (備品架上滅菌過的飲用水)。

⁴ 總菌落數檢測定量極限為 1 cfu/mL，總菌落數檢測合格標準為 <100 cfu/mL，不合格項目需重新整備後重複檢查至合格為止。