



審核者：簡茂盛	<b>水質微生物監測記錄表</b>	表單編號	SOP-1-5-2
制定者：廖俊旺		修訂版本	A
發行日期：102.8.30		頁碼	1

檢驗者  田仔安

審查者  吳迎晨

採樣日期 <sup>1</sup>	採樣位置 <sup>3</sup> 飼育室-樣品	檢測方法 <sup>2</sup>	合格標準 <sup>4</sup> (cfu/mL)	檢驗結果 <sup>4</sup> (cfu/mL)	處理方式	備註
1130902	104 瓶裝水	NIEA E204.55B	< 100	< 1		
1130902	105 瓶裝水	NIEA E204.55B	< 100	< 1		
1130902	106 瓶裝水	NIEA E204.55B	< 100	< 1		
1130902	204 瓶裝水	NIEA E204.55B	< 100	< 1		
1130902	205 瓶裝水	NIEA E204.55B	< 100	< 1		
1130902	206 瓶裝水	NIEA E204.55B	< 100	< 1		

<sup>1</sup> 每個月採樣一次，所有樣本於採檢完畢後 1 小時內完成培養流程。

<sup>2</sup> 檢測方法: NIEA E204.55B 水中總菌落數檢測方法－混合稀釋法。

<sup>3</sup> 採樣位置代號：瓶裝水 (備品架上滅菌過的飲用水)。

<sup>4</sup> 總菌落數檢測定量極限為 1 cfu/mL，總菌落數檢測合格標準為 <100 cfu/mL，不合格項目需重新整備後重複檢查至合格為止。